

RECHERCHES	ESPECES	ECHANTILLONS	TECHNIQUES	PARTICULARITES
<b>IBR LEUCOSE HYPODERMOSE (VARRON)</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum
<b>BRUCELLOSE</b>	Ruminants, équidés, suidés, camélidés, carnivores domestiques et sauvages	Sang sur tube sec	EAT (1) SAG (2) = SAW	Sérologie INDIVIDUELLE
			ELISA (3)/bovin seulement	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE DE 10 maximum
<b>BESNOITIOSE BHV4* NEOSPOROSE RSV PI3 MYCOPLASMA BOVIS TEST DE GESTATION</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	SEROLOGIE INDIVIDUELLE
<b>BVD (Anticorps)</b>	Bovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	SEROLOGIE INDIVIDUELLE ou MELANGE DE 10 maximum
<b>BVD (Antigénémie)</b>	Bovin > 30 jours	Tube EDTA ou tube sec	ELISA (3)	SÉROLOGIE INDIVIDUELLE
<b>FIEVRE CATARRHALE OVINE, FIEVRE Q, CHLAMYDOPHILOSE, PARATUBERCULOSE, SCHMALLEMBERG, TOXOPLASMOSE</b>	Bovin, Ovin, Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>FASCIIOLOSE</b>	Bovin Ovin Caprin (selon fournisseur)	Sang sur tube sec Lait	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 10 maximum
<b>PEPSINOGENE</b>	Bovin	Sang sur tube sec	Dosage enzymatique	Dosage INDIVIDUEL ou sur MELANGE de 5 maximum
<b>OESTERTAGIA</b>	Bovin	Lait de Tank	ELISA (3)	Sérologie MELANGE
<b>BORDER DISEASE</b>	Ovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 5 maximum
<b>EPIDIDYMITTE CONTAGIEUSE DU BELIER</b>	Ovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE

RECHERCHES	ESPECES	ECHANTILLONS	TECHNIQUES	PARTICULARITES
<b>VISNA MAEDI</b>	Ovin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE ou MELANGE de 5 maximum
<b>CAEV</b>	Caprin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>SALMONELLA Abortus Ovis</b>	Ovin	Sang sur tube sec	SAG (2)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>PESTE PORCINE CLASSIQUE MALADIE D'AUJESZKY SDRP</b>	Porcin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE
<b>AUTRES MALADIES PORCINES :</b> - Coronavirus respiratoire, - Diarrhée épidémique porcine (DEP), - Gastroentérite transmissible (GET), - Influenza A (H1N1) - Mycoplasma Hyopneumoniae ou spp, - Actinobacillus pleuropneumoniae ...	Porcin	Sang sur tube sec	ELISA (3)	Sérologie INDIVIDUELLE

(1) EAT = Epreuve à l'antigène tamponné.

(2) SAG = Séroagglutination

(3) ELISA = Enzyme Linked Immunosorbent Assay

\*Analyse sous-traitée.

#### Recommandations :

##### - Conservation des échantillons de sang :

\* Echantillon sur tube sec :

. 3 à 5 ml,

. Conservation à température ambiante (20 °C ± 5 °C) 12 H à 24 H puis 5 °C ± 3 °C jusqu'à l'expédition au laboratoire.

##### - Transport :

\* Utiliser un emballage protecteur.

##### - Cas de refus :

\* Echantillon non conforme.

\* Altération de l'échantillon (en particulier hémolyse secondaire due à une contamination bactérienne).

\* Quantité insuffisante de sang pour analyse.

\* Tube parvenu brisé.